



SuperNova HTS Polymerase

SuperNova HTS 超保真 DNA 聚合酶

版本号: V241002

货号: A169
 保存: -20
 运输: 低温

货号	规格
A169-01	50 U
A169-05	50 U×5

【产品概述】

SuperNova HTS 超保真 DNA 聚合酶是使用融合技术开发的新型工程化高保真酶。此酶对 DNA 模板的亲合力更高, 对模板兼容性高, 20%-80%GC 含量的目的片段均可良好扩增; 保真性是野生型 *Taq* DNA 聚合酶的 100 倍。配以优化的反应缓冲体系, 该酶具有极高扩增效率和灵敏度, 对模板的偏好性低, 适用于 NGS 文库扩增和超保真 PCR 扩增, 如基因克隆、定点突变等; 扩增产物为平端, 可直接进行平端克隆。

【产品特点】

1. 保真度高: 保真度约是 *Taq* DNA Polymerase 的 100 倍。
2. 扩增效率高: 对 DNA 模板的亲合力高, 扩增效率高。
3. 模板偏好性低: 20%-80%GC 含量的目的片段均可良好扩增。

【产品组分】

组分货号	组分名称	A169-01	A169-05
ZA169-101	SuperNova HTS Polymerase (1U/μl)	50 μl	50 μl×5
ZA169-102	2×SuperNova HTS Buffer	1.25 ml×2	1.25 ml×10

【保存条件】

-20°C 保存, 保质期 24 个月, 避免反复冻融。

【使用方法】

1. PCR 反应体系建立 (以 50 μl PCR 反应体系为例)

用户需自备的试剂: DNA 模板、引物、dNTP Mix、Sterile Water。

所有组分在融化后必须放置在冰上, 在使用前需上下颠倒混匀并瞬时离心后开启。反应体系的建立必须在冰上完成, 因为酶的校正活性在室温可使引物降解, 影响 PCR 扩增效果。

组分	体积	浓度
DNA 模板 ^a	X μl	
2×SuperNova HTS Buffer	25 μl	1×
正向引物 (10 μM) ^b	1.5 μl	300 nM
反向引物 (10 μM) ^b	1.5 μl	300 nM
dNTP Mix (10mM each)	1.5 μl	300 μM
SuperNova HTS Polymerase (1U/μl) ^c	0.25-0.5 μl	0.25-0.5 U/50 μl
Sterile Water	补足至 50 μl	

^a 模板量: 建议 50 μl 反应体系基因组模板量 < 200 ng (20-200 ng), 质粒或简单模板采用 0.2-2 ng。

^b 引物浓度建议为 300 nM, 如扩增不出条带, 可提高引物浓度; 如扩增有非特异条带可降低引物浓度。

^c 在 50 μl 的反应体系中 SuperNova HTS 超保真 DNA 聚合酶使用量为 0.25-0.5 U。由于该酶强大的 3'→5' 的外切酶活性可降解引物, 用酶量过多会导致引物部分或完全降解, 电泳检测时产生弥散带型或无扩增产物。

注: 以上举例为常规 PCR 反应系统, 仅供参考。实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异, 需根据模板、引物、目的片段的特点设定最佳反应条件, 并根据比例放大或缩小反应体系。



2. PCR 反应程序设置

流程	温度	时间	循环数
预变性 ^a	95°C	3 min	
变性	98°C	15 s	25-35 循环 ^d
退火 ^b	50-72°C	15 s	
延伸 ^c	72°C	30 s/kb	
终延伸	72°C	5-10 min	

^a 预变性：对于非 NGS 应用，在 95°C 下 3 min 已足够，对于 GC 含量较高模板的扩增，可以增加预变性时间至 5 min。

^b 退火：请根据引物 T_m 值设置退火温度。如有需要，可设温度梯度去摸索最佳的引物退火温度，如若退火温度不消除，可采用 65°C 作为退火的初始温度。温度与扩增特异性相关，可通过适当地提高退火温度来提高扩增特异性。退火时间可在 15-30 s 之间进行调节，退火时间过长可能会导致琼脂糖凝胶电泳条带呈弥散状，因此，一般模板按照推荐的 15 s 设置即可，对于一些扩增困难的复杂模板可适当延长退火时间。

^c 延伸：SuperNova HTS 超保真 DNA 聚合酶扩增时延伸速度约为 15-60 s/kb。如果扩增片段 ≤ 1 kb，延伸时间采用 15 s，长片段扩增采用 30-60 s/kb。

^d 循环数：如需保证产物的保真度，建议循环数 ≤ 25；如果模板浓度较低或扩增效率较低，为保证足够的扩增产物，循环数可设定为 25-35。

3. 结果检测：取 2-5 μl 反应液电泳观察结果。

【注意事项】

1. 本产品扩增后的 PCR 产物经过纯化后，可直接与平末端载体连接，如果需要与线性 T 载体连接，可对纯化后的 PCR 产物 3' 端添加 A 碱基。推荐使用 GenStar EZ-TA/Blunt 零背景 pTOPO II 克隆试剂盒 (Cat#T185)，可兼容平末端或带 3'-A 的 PCR 产物克隆连接反应。
2. 高质量的模板可以提高扩增的成功率和产量，尤其当进行长片段扩增时，建议使用新鲜的高质量模板；另外，当扩增效率较低时，可适量提高模板量；长片段扩增可通过设计长引物进行。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。在所有情况下，本公司对此产品所承担的责任，仅限于此产品的价值本身。